


Manual del operador - Spanish



Westmed

El manual de Neo-Pod “T” está traducido a los siguientes idiomas y se puede encontrar en nuestro sitio web en: www.westmedinc.com

Francés

Alemán

Italiano

Portugués

Español

INGLÉS

ÍNDICE

Página

Descripción	2
Indicaciones	2
Contraindicaciones	2
Componentes	2
Controlador de Neo-Pod “T”	3
Conjunto del cable de alimentación y del controlador	3-4
Cable de conexión rápida	4
Sensor de temperatura de las vías de aire	4
Procedimiento de configuración	5
Accesorios del conjunto de cables	5
Conexiones del circuito de respiración	6
Tratamiento de arranque y parada	7
Controles	7
Alarmas	8
Pantalla	8
Limpieza y mantenimiento	9
Reparaciones	9-10
Especificaciones	10
Garantía	10
Dimensiones totales del controlador	10
Clasificación de acuerdo con IEC 60601-1	11
Tablas	11-14
Advertencias generales y desecho	15

Descripción:

El sistema de humidificación para transporte Neo-Pod "T" y el circuito de respiración asociado son un sistema de humidificador calefaccionado de gas respiratorio de tipo de evaporación diseñado para su uso en infantes durante el transporte en una incubadora de transporte adecuada. El sistema está diseñado para calentar y humedecer el gas seco de uso médico.

Indicaciones:

El sistema Neo-Pod "T" con cartucho humidificador LavaBed™ y los circuitos respiratorios asociados están indicados para proporcionar gas humedecido y entibiado durante el transporte de infantes. El sistema de humidificación y transporte Neo-Pod "T" es de uso exclusivo según recomendación médica.

Contraindicaciones:

No hay contraindicaciones para el hecho de proporcionar un acondicionamiento fisiológico al gas inspirado durante el transporte de pacientes en Tratamiento mediante cánula nasal de alto flujo.

Componentes:

El sistema de humidificación para el transporte Neo-Pod "T" está formado por el controlador Neo-Pod "T", el cartucho humidificador LavaBed, el cable de alimentación y del controlador con sensor de temperatura de las vías de aire, soporte de montaje en poste y soporte para colchón.

1. Controlador de Neo-Pod “T”: (Figura A) El controlador de Neo-Pod “T” es la unidad electrónica que controla el cartucho humidificador LavaBed y supervisa la temperatura del sistema.




Figure A


⚠ **¡Precaución!** Lea todas las instrucciones antes del uso.

⚠ **¡Precaución!** Asegúrese de que se ha seleccionado el conjunto de cables correcto para su aplicación específica. Los conjuntos de cables se venden por separado.

2. Conjunto del cable de alimentación y del controlador: El sistema Neo-Pod “T” se alimenta mediante una fuente de energía de 12 voltios de CC y puede utilizar dos tipos de conjuntos de cables. Estos incluyen los cables de energía de CC y el cable conversor de energía de CA como se ve en la página 4.


Opción 1.

Para usar con el suministro de la batería interna de 12 V CC de la incubadora de transporte. Consulte las Instrucciones de uso que se incluyen con el conjunto de cables.



Opción 2

Para usar con un cable de energía de 120~240 V CA a 12 V CC. Consulte las Instrucciones de uso que se incluyen con el conjunto de cables.



- **El cable de conexión rápida** proporciona energía al cartucho del humidificador LavaBed.
- **El sensor de temperatura de las vías de aire** es una conexión opcional que supervisa la temperatura de las vías respiratorias del paciente cuando se oprime y se mantiene oprimido el botón de temperatura de las vías de aire.

3. Componentes adicionales


- Soporte de montaje en poste
- Soporte para colchón

4

Procedimiento de configuración:

Accesorios del conjunto de cables

1. Cartucho del humidificador LavaBed: (*Figura B*) El cartucho debe estar asegurado dentro del compartimiento de la incubadora de transporte (ya sea unido a la pared interior con Velcro de servicio pesado o unido al soporte del colchón).




2. Conecte el cable gris de comunicación a la parte superior izquierda de Neo-Pod "T" y conecte el cable de conexión rápida al cartucho del humidificador LavaBed.

Una el sensor de temperatura de las vías de aire al puerto de supervisión de temperatura del circuito en el colector del paciente.

Nota: El sensor de temperatura de las vías de aire es una conexión opcional. El cartucho del humidificador LavaBed de Neo-Pod "T"

funcionará normalmente sin que el sensor de temperatura de las vías de aire esté instalado en el circuito de respiración.


3. Conecte los terminales codificados por color del cable de alimentación a una fuente de energía de 12 voltios CC o enchufe un adaptador de CA a una salida de la pared.


 **¡Precaución!** La conexión del cable de alimentación de energía de CC de Neo-Pod "T" está indicado por los conectores rojo y blanco. Estos deben estar conectados a una fuente de energía de CC de 12 voltios para funcionar correctamente.


5

Conexiones del circuito de respiración:


1. Westmed Inc. suministra circuitos de respiración que están especificados para el uso con el sistema de humidificación para transporte Neo-Pod "T" y están diseñados para usarse con diversos respiradores; cada paquete de circuitos incluye una selección de conectores y adaptadores que facilitan la conexión al respirador.
2. Consulte el paquete de producto del circuito individual para ver instrucciones de uso y especificaciones de rendimiento.
3. Asegúrese de que se ha seleccionado el conjunto de circuitos correcto para su aplicación específica.
4. Alimentación de agua: Mediante una jeringa, llene lentamente el cartucho del humidificador LavaBed con 20 ml de agua esterilizada.

 **Nota:** Revise periódicamente el depósito de agua y si se necesita agua adicional durante el transporte, agregue según sea necesario solo con una jeringa. Para evitar que un exceso de agua entre al circuito del paciente, el cartucho cuenta con un drenaje de seguridad.

 **¡Advertencia!** Podrían producirse condiciones inseguras si usa circuitos de respiración o accesorios diferentes a los especificados por Westmed Inc. con sistema de humidificación para transporte Neo-Pod "T".

 **¡Precaución!** No use un juego de alimentación de agua durante el transporte. El movimiento o las condiciones sin nivelación podrían hacer que el flotante de nivel de agua del cartucho no funcione correctamente.

¡Precaución! Si se suministra una cantidad excesiva de agua al cartucho, se abre el drenaje de seguridad y drena el exceso de agua por la parte inferior del cartucho.

 **¡Precaución!** Para evitar una condensación excesiva no use el circuito de respiración ni el cartucho del humidificador LavaBed fuera de la incubadora de transporte.

 **¡Precauciones!**

1. No opere el Controlador si se encuentra dañado.
2. No use en presencia de agentes anestésicos inflamables ni gases suplementarios.
3. No use un juego de alimentación de agua durante el transporte.
4. Solo use una jeringa de 20 ml para llenar y rellenar Lavabed.
5. El controlador de Neo-Pod "T" requiere precauciones especiales respecto de la Compatibilidad electromagnética (EMC) y se debe instalar y poner en funcionamiento de acuerdo con la información de EMC que se proporciona en este manual.

6



6. El equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil puede afectar al Controlador de Neo-Pod "T".
7. El uso de accesorios, transductores y cables diferentes a los especificados por Westmed, puede dar como resultado un aumento de las EMISIONES o una disminución de la INMUNIDAD del controlador de Neo-Pod "T".
8. El controlador de Neo-Pod "T" no debe usarse adyacente ni apilado con otros equipos y si es necesario utilizarlo adyacente o apilado, el EQUIPO debe controlarse para verificar le normal funcionamiento en la configuración en la que se utilizará.

Tratamiento de arranque y parada:

1. Asegúrese de que el controlador de Neo-Pod "T" esté configurado correctamente de acuerdo con las instrucciones de uso del circuito individual.
2. Llene el cartucho del humidificador LavaBed con no más de 20 ml de agua esterilizada.

3. Gire la perilla de encendido/apagado del controlador Neo-Pod "T" a "ENCENDIDO".
4. Coloque la perilla de Ajuste de temperatura en la temperatura deseada 30 ~ 38 °C. El ajuste de temperatura no debería ser de más de 1°C por encima de la temperatura de la incubadora.
5. Ajuste el medidor de flujo de suministro de oxígeno a la configuración deseada.
6. Asegúrese de se ha logrado el ajuste de temperatura deseado para el cartucho del humidificador LavaBed antes de conectar el circuito a las vías respiratorias del paciente. Esto se verá confirmado cuando se encienda el Indicador de meta de temperatura. (Consulte la Figura A, en la página 3).

Controles:


- **Perilla de encendido/apagado:** Enciende y apaga el Controlador de Neo-Pod "T".
- **Perilla de ajuste de temperatura:** Ajusta la temperatura del gas en el puerto de salida de LavaBed.
-  **Botón del sensor de temperatura de las vías de aire:** Cuando se oprime y se mantiene oprimido, muestra la temperatura en el sensor de temperatura de las vías de aire.
Nota: Cuando se suelta el botón del sensor de temperatura de las vías de aire la pantalla volverá a mostrar la temperatura de salida de LavaBed como se explica en las secciones de Pantalla en la página 8.
-  **Botón para silenciar la alarma:** Silencia la alarma audible durante 90 segundos.

Alarmas:





Todas las alarmas proporcionan una indicación visual y una alarma audible. La alarma audible se puede silenciar durante 90 segundos oprimiendo el botón para silenciar alarmas. Sin embargo, el LED de alarma no se apagará mientras exista una condición de alarma. Cualquier alarma desactivará el calentador del cartucho del humidificador LavaBed hasta que se resuelva la condición de alarma.

-  **Indicador de falla del sensor de temperatura:** Indica que el cartucho

del humidificador LavaBed o el sensor de temperatura de las vías de aire ha fallado.

-  **Indicador de alarma de 40 °C:** Indica que o bien el sensor de temperatura interno de LavaBed o bien, si se utiliza, el sensor de temperatura de las vías de aire ha detectado temperaturas de 40 °C o más.

Pantalla: (Consulte la Figura A, en la página 3)

- A)  **Indicador de calentamiento de LavaBed:** Este LED se enciende siempre que se esté aplicando energía al calentador del cartucho del humidificador LavaBed
- B)  **Indicador de baja temperatura:** Este LED se enciende cuando la temperatura supervisada (cartucho o vías de aire del humidificador LavaBed) está 1.5 °C o más por debajo de la meta de temperatura de la configuración de temperatura.
- C)  **Indicador de meta de temperatura:** Este LED se enciende cuando la temperatura supervisada (cartucho o vías de aire del humidificador LavaBed) está a 1.5 °C de la meta de temperatura de la configuración de temperatura.
- D)  **Indicador de alta temperatura:** Este LED se enciende cuando la temperatura supervisada (cartucho o vías de aire del humidificador LavaBed) está 1.5°C o más por encima de la meta de temperatura de la configuración de temperatura.

Limpieza y mantenimiento:

Se puede limpiar periódicamente el controlador Neo-Pod "T" y el cable con toallitas húmedas germicidas aprobadas para uso hospitalario.

¡Advertencia!

Desenchufe el cable de Neo-Pod "T" antes de limpiarlo. No meta el controlador en agua ni en ningún otro líquido ya que podría dañarse.

Reparaciones:

Westmed debe inspeccionar el sistema Neo-Pod "T" para asegurar su correcto funcionamiento como mínimo cada cinco (5) años. Aunque Westmed puede proporcionar este servicio, se puede realizar una inspección interna una vez por año de la siguiente manera.

1. Conecte el Neo-Pod "T" al cable y enciéndalo. Verifique que el indicador de falla del sensor de temperatura esté encendido y que la alarma audible esté encendida.
2. Oprima el botón para silenciar la alarma. Verifique que la alarma audible se apaga.
3. Conecte el cable al módulo de prueba y verifique que el indicador de falla del sensor de temperatura esté apagado.
4. Gire la perilla de ajuste de temperatura de Neo-Pod "T" a 35 °C. Verifique que el indicador de meta de temperatura está encendido y que el indicador de calentamiento de LavaBed esté parpadeando. El LED del calentador en el módulo de prueba está parpadeando simultáneamente con el indicador de calentamiento de LavaBed.
5. Coloque el sensor de temperatura de las vías de aire a temperatura ambiente. Oprima y mantenga presionado el botón del sensor de temperatura de las vías de aire y verifique que el indicador de baja temperatura esté encendido.
6. Gire la perilla de ajuste de temperatura de Neo-Pod "T" a 30 °C. Verifique que el indicador de alta temperatura esté encendido y que el indicador de calentamiento de LavaBed y el LED del calentador estén todos apagados en el módulo de prueba.
7. Coloque la perilla de ajuste de temperatura de Neo-Pod "T" en 38 °C. Verifique que el indicador de baja temperatura; el indicador de calentamiento de LavaBed y el LED del calentador estén encendidos en el módulo de prueba.
8. Opcional: Aplique aire caliente al sensor de temperatura de las vías de aire. Verifique que el indicador de alarma de 40 °C y la alarma audible estén encendidos. Oprima el botón para silenciar la alarma. Verifique que el

indicador de alarma de 40 °C esté encendido y que la alarma audible esté apagada.

9

Este dispositivo está diseñado para brindar un funcionamiento seguro y confiable. Para obtener un resultado óptimo, debe operarse y realizarse el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones que proporcionó Westmed Inc. Como en el caso de todos los dispositivos eléctricos, si se percibe cualquier irregularidad, debe tener cuidado y hacer que un especialista en reparaciones de Westmed Inc. inspeccione el dispositivo.

Especificaciones:

- Voltaje de entrada: 12 V CC +2.5 / -1.5
- Corriente de entrada: 1.7 A (máx. a 10 L/min., 38 °C.)
- Rango de temperatura de salida: 30 ~ 38 °C a una HR de 100%
- Temperatura máxima de salida: 40 °C
- Salida de humidificación mínima: 33 mg H₂O / L/min.
- Salida de humidificación máxima: 44 mg H₂O / L/min.
- Tasa de flujo de entrada: 0~10 L/min. a 50 psi máx.
- Cumplimiento: 0.66 mL/kPa lleno ~ 1.1 mL/kPa vacío
- Resistencia de flujo: 3 cm H₂O a 1 Litro/Segundo
- Pérdida total del sistema: menos de 60 mL/min a 60 cm H₂O
- Capacidad del depósito de agua: 20 ml
- Tiempo de calentamiento: 15 minutos como máximo
- Presión operativa máxima del sistema: 70 cm H₂O
- Rango de temperatura operativa: 21~38 °C

Garantía:

Todos los productos de Westmed están garantizados de estar libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un plazo de noventa (90) días desde la fecha de compra.

Dimensiones totales del controlador:

- Peso: 180 gramos
- Tamaño: 83 mm x 118 mm x 43 mm (Altura x Longitud x Ancho)


Clasificación de acuerdo con IEC 60601-1

- Clasificación de protección: clase II
- Alimentado por una fuente de energía externa de 12 voltios de CC
- Sin suministro de energía interno
- Sin la protección de conexión a tierra
- Tipo de pieza aplicada: **BF**
- Protección contra el ingreso de agua: ninguna **IPXØ**
- Modo de funcionamiento: con capacidad para funcionamiento continuo
- No se conocen efectos adversos por interferencia electromagnética u otro tipo de interferencia entre este dispositivo y otros dispositivos conocidos.
- No hay efectos adversos conocidos en el rendimiento del sistema de humidificación cuando se expone a electrocauterizador, electrocirugía, desfibriladores, rayos X (radiación gama), radiación infrarroja e interferencia de radiofrecuencia.

Lineamientos y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
El EQUIPO está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.		
El cliente o el usuario del EQUIPO debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El EQUIPO usa energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen ningún tipo de interferencia en las cercanías de equipos electrónicos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase A	
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones de voltaje/ Emisiones de	No aplicable	

destellos

El EQUIPO es adecuado para su uso en todos los establecimientos que no sean el hogar y los que estén directamente conectados a la red de suministro eléctrico público de bajo voltaje que alimenta edificios con fines residenciales.

Lineamientos y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas			
El EQUIPO está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.			
El cliente o el usuario del EQUIPO debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.			
Prueba de inmunidad	IEC 60601 Nivel de la prueba	Prueba de cumplimiento	Guía para entorno electromagnético
RF conducida IEC 61000-4-6	3V _{RMS} 150 kHz 80 MHz	3 V _{RMS}	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no se deben usar a una distancia menor a ninguna parte del EQUIPO, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = 1.2 \sqrt{P}$ a 80 MHz hasta 800 MHz, $d = 2.3 \sqrt{P}$ a 800 MHz hasta 2.5 GHz, donde P es la clasificación de potencia de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). ^a Los campos de fuerza de los transmisores de RF fijos, según lo determine una inspección electromagnética del sitio, deberían ser menores al nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencias. ^b Se puede producir interferencia en las cercanías de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
RF irradiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz 2.5 GHz	3 V/m	

			con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos del 30%.
<p>NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango más alto de frecuencia.</p> <p>NOTA 2 Estos lineamientos pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.</p>			
<p>^a Los campos de fuerza de los transmisores fijos, como estaciones de base para radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, radios de aficionados, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no se pueden predecir de manera teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se debe tener en cuenta la posibilidad de realizar una inspección electromagnética del sitio. Si la fuerza del campo medido en la ubicación en la que se utiliza el EQUIPO supera el nivel de cumplimiento de RF antes mencionado, el EQUIPO debe estar en observación para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, es posible que se necesiten medidas adicionales, como por ejemplo reorientar o cambiar de ubicación el EQUIPO.</p> <p>^b Por encima del rango de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas del campo deben ser inferiores a 3 V/m.</p>			

Lineamientos y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas			
El EQUIPO está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del EQUIPO debe asegurarse de que se utilice en ese entorno.			
Prueba de inmunidad	IEC 60601 nivel de la prueba	Prueba de cumplimiento	Guía de entorno electromagnético
Descarga electrostática (ESD) IE 61000-4-2	±6 kV contacto ±8 kV aire	±6 kV contacto ±8 kV aire	Los pisos deben ser de madera, de concreto o de baldosas cerámicas. Si los pisos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos del 30%.
Transitorios eléctricos rápidos/arranques IEC 61000-4-4	±2 kV para las líneas de suministro de energía ±1 kV para las líneas de entrada/salida	±2 kV para las líneas de suministro de energía ±1 kV para las líneas de entrada/salida	La calidad de la energía principal debe ser la típica de un local comercial o de un entorno hospitalario.
Sobretensión IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo común	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo común	La calidad de la energía principal debe ser la típica de un local comercial o de un entorno hospitalario.

Las bajadas de tensión, las interrupciones cortas y las variaciones de voltaje en las líneas de entrada del suministro de energía IEC 61000-4-11	<5 % <i>UT</i> (>95 % dip en <i>UT</i>) durante 0,5 ciclos 40 % <i>UT</i> (60 % dip en <i>UT</i>) durante 5 ciclos 70 % <i>UT</i> (30 % dip en <i>UT</i>) durante 25 ciclos <5 % <i>UT</i> (>95 % dip en <i>UT</i>) durante 5 seg.	<5 % <i>UT</i> (>95 % dip en <i>UT</i>) durante 0,5 ciclos 40 % <i>UT</i> (60 % dip en <i>UT</i>) durante 5 ciclos 70 % <i>UT</i> (30 % dip en <i>UT</i>) durante 25 ciclos <5 % <i>UT</i> (>95 % dip en <i>UT</i>) durante 5 seg.	La calidad de la energía principal debe ser la típica de un local comercial o de un entorno hospitalario. Si el usuario del EQUIPO requiere el funcionamiento continuo durante interrupciones del suministro principal, se recomienda que se conecte el EQUIPO a un suministro de energía ininterrumpible o a una batería.
(50/60 Hz) campo magnético IEC61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia de energía deben estar a niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario.
NOTA <i>UT</i> es el voltaje principal de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.			

Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicaciones de RF portátil y móvil y el EQUIPO			
El EQUIPO está pensado para ser usado en un entorno electromagnético en el cual las perturbaciones de RF irradiadas estén controladas. El cliente o usuario del EQUIPO puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y el EQUIPO de acuerdo con lo que se recomienda a continuación, según la energía de salida máxima del equipo de comunicaciones.			
Potencia nominal máxima de salida del	Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor (metros)		
	150 kHz a 80 MHz <i>d</i> = 1.2 ÖP	80 MHz a 800 MHz <i>d</i> = 1.2 ÖP	800 MHz a 2.5 GHz <i>d</i> = 2.3 ÖP

transmisor (Vatios)			
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para transmisores con una potencia nominal máxima que no figura arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede calcular mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango más alto de frecuencia.

NOTA 2 Estos lineamientos pueden no aplicarse en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

¡Advertencias generales!

Una advertencia lo alerta de una posible lesión. Al lado de instrucciones relevantes del manual aparecen advertencias y precauciones específicas.

- Use el sistema Neo-Pod "T" solo para el uso para el que fue creado según se describe en este manual.
- El controlador Neo-Pod "T" y LavaBed solo deben usarse con tubos de suministro o accesorios recomendados por Westmed Inc. La conexión de otros tubos de suministro o accesorios puede dar como resultado lesiones al paciente o daños al dispositivo.
- No sumerja el controlador Neo-Pod "T" en agua ni en ningún otro líquido ya que podría dañarse.
- No use el juego de alimentación de agua durante el transporte.

- No intente desarmar el controlador de Neo-Pod "T". No contiene piezas que se puedan reparar en el interior. Las reparaciones y el mantenimiento interno solo los debe realizar un agente de servicio autorizado.
- No opere el controlador de Neo-Pod "T" si no está funcionando correctamente o si alguna pieza del dispositivo está dañada.
- Mantenga el conjunto de cables alejado de las superficies calientes.
- No tire ni permita que el controlador de Neo-Pod "T" quede colgando del conjunto de cables.
- Peligro de explosión: No use en las cercanías de gases ni vapores anestésicos inflamables.
- Siga todas las instrucciones cuando use oxígeno suplementario.

Desecho:



- El controlador se considera un desecho eléctrico y un equipo electrónico según la directiva 2002/96/EC y debe reciclarse como tal. A fines de reciclaje, el controlador cumple las normativas RoHS.

Todos los productos desechables deben tratarse como desechos biológicos peligrosos y deben tratarse según la directiva WEEE.

Fabricado por:

Westmed 

5580 S. Nogales Hwy.
Tucson, AZ 85706 EE. UU.
Teléfono: 800-975-7987
Fax: 520-294-6061
www.westmedinc.com
PN 76144, Rev. 03

C **€0482**



MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstr. 80
66386 St. Ingbert, Alemania